

## トルセトラピブの代謝産物解析

### 【概要】

3D ミニ肝臓の培地に薬物を添加すると、培地中に代謝反応産物が蓄積してきます。培地を HPLC/MS を用いて解析することで簡単に代謝産物の化学構造できます。

### 【実験】

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| ・薬物                     | Torcetrapib         |
| ・薬物濃度                   | 1 $\mu\text{mol/l}$ |
| ・培地量                    | 100 $\mu\text{l}$   |
| ・3Dミニ肝臓                 | 1 個                 |
| ・反応時間                   | 6 days              |
| ・培養条件                   | 37°C                |
| ・培地交換                   | なし                  |
| ・培地の HPLC/MS/MS スペクトル測定 |                     |

### 【結果】

- ・HPLC/MS/MS 測定において、代謝産物M2、M5に相当する分子量のクロマトピークを得た。結果より、3D ミニ肝臓中での Torcetrapib の代謝反応経路を推定(図 1)。
- ・未変化体は約 3 日間ではほぼ全量が代謝された。また2種の代謝産物が培地中に蓄積される様子が観測できた(図 2)。
- ・3D ミニ肝臓中で、薬物取り込み、代謝、排泄の一連の代謝反応が進むことがわかった。




図1 Torcetrapib の 3D ミニ肝臓中での代謝産物と推定反応経路




図 2 3D ミニ肝臓中での Torcetrapib の代謝反応の進行